



检 验 报 告

TEST REPORT



第 1 页，共 3 页

报告编号：WT204005820

委托单位：广东明鑫生物科技有限公司
委托单位地址：广东省五华县城工业大道一号四楼
样品名称：一次性使用医用口罩
型号/规格/等级：平面挂耳型95*175mm*3层
检验类别：送样检验
检验地点：龙华实验基地

深圳市计量质量检测研究院
(检验检测专用章)

批准人：滕万红(副部长) 叶秀玲

签发日期：2020年03月03日

签名：



检 验 报 告

报告编号: WT204005820

第 2 页, 共 3 页

样品信息:

样品名称: 一次性使用医用口罩
商标: -----
型号/规格/等级: 平面挂耳型95*175mm*3层
样品编/批号: 20200220
生产日期: 2020-02-20
生产单位: 广东明鑫生物科技有限公司
生产单位地址: 广东省五华县城工业大道一号
样品数量: 50个
抽样基数: -----
抽样地点: -----
抽样人员: -----
检前样品描述: 正常。

客户信息:

委托单位: 广东明鑫生物科技有限公司
委托单位地址: 广东省五华县城工业大道一号四楼
委托单位电话: 13502547345
邮政编码: -----
受检单位: -----

检验信息:

委托日期: 2020年02月24日
检验类别: 送样检验
检验日期: 2020年02月25日 至 2020年03月03日
检验环境条件: (18~25) °C (30~70) %RH
判定依据: YY/T 0969-2013
检测依据: YY/T 0969-2013等相关方法标准见附页
委托单号: 8227810
获样方式: 送样

检验结论:

检验结果见附页。

杨珂

吴燕蕙

陈开江

李浙

主检: _____

审核: _____



检验报告

报告编号: WT204005820

第 3 页, 共 3 页

检验项目	方法标准	标准要求	实测结果			单项结论
			1#	2#	3#	
1. 细菌过滤效率 (YY/T 0969-2013)	YY/T 0969-2013	口罩的细菌过滤效率应不小于95%	100%	100%	100%	符合
2. 微生物 (YY/T 0969-2013)	GB 15979-2002					符合
细菌菌落总数 (CFU/g)		≤100			<4	
大肠菌群		不得检出			未检出	
绿脓杆菌		不得检出			未检出	
金黄色葡萄球菌		不得检出			未检出	
溶血性链球菌		不得检出			未检出	
真菌		不得检出			未检出	

附注:

1. 细菌过滤效率项目分包给深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心)(资质认定证书编号: 201719001159)。

2. 样品图片:



以下空白