



检 验 报 告

TEST REPORT



第 1 页，共 4 页

报告编号：WT204005601

委托单位：广东明鑫生物科技有限公司
委托单位地址：广东省五华县城工业大道一号四楼
样品名称：一次性使用医用口罩
型号/规格/等级：平面挂耳型95*175mm*3层
检验类别：送样检验
检验地点：龙华实验基地

深圳市计量质量检测研究院
(检验检测专用章)

批准人：滕万红(副部长)

签发日期：2020年02月27日

签名：



检 验 报 告

报告编号: WT204005601

第 2 页, 共 4 页

样品信息:

样品名称: 一次性使用医用口罩

商标: -----

型号/规格/等级: 平面挂耳型95*175mm*3层

样品编/批号: 20200220

生产日期: 2020-02-20

生产单位: 广东明鑫生物科技有限公司

生产单位地址: 广东省五华县城工业大道一号

样品数量: 50个

抽样基数: -----

抽样地点: -----

抽样人员: -----

检前样品描述: 正常。

客户信息:

委托单位: 广东明鑫生物科技有限公司

委托单位地址: 广东省五华县城工业大道一号四楼

委托单位电话: 13502547345

邮政编码: -----

受检单位: -----

检验信息:

委托日期: 2020年02月22日

委托单号: 7931893

检验类别: 送样检验

获样方式: 送样

检验日期: 2020年02月22日 至 2020年02月27日

检验环境条件: (18~25)℃ (30~70)%RH

判定依据: YY/T 0969-2013

检测依据: YY/T 0969-2013等相关方法标准见附页

检验结论:

该样品经检验, 所检项目符合YY/T 0969-2013《一次性使用医用口罩》要求。

主检: 林彬

审核: 杨珂



检 验 报 告

报告编号: WT204005601

第 3 页, 共 4 页

检 验 项 目	方 法 标 准	标 准 要 求	实 测 结 果	单 项 结 论
1. 外观 (YY/T 0969-2013)	YY/T 0969-2013	4.1条规定	1#~3#符合	符合
2. 结构与尺寸 (YY/T 0969-2013) 1). 结构 2). 尺寸	YY/T 0969-2013	口罩佩戴好后, 应能罩住佩戴者的口、鼻至下颌。 应符合设计的尺寸, 最大偏差应不超过±5%。	1#~3#符合 偏差 (%) 1# 2# 3# 长度: -1.1 -1.1 -1.1 宽度: -1.1 -1.1 -1.1	符合
3. 鼻夹 (YY/T 0969-2013) 4.3.1条 4.3.2条	YY/T 0969-2013	口罩上应配有鼻夹, 鼻夹由可塑性材料制成。 鼻夹长度应不小于8.0cm。	1#~3#符合 1#~3#符合	符合
4. 口罩带 (YY/T 0969-2013) 4.4.1条 4.4.2条	YY/T 0969-2013	口罩带应戴取方便 每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N	符合 1#~6#: 未出现口罩带从口罩体连接处脱落现象 (定负荷: 10N, 持续5s)	符合
5. 通气阻力 (Pa/cm ²) (YY/T 0969-2013)	YY/T 0969-2013	≤49	1# 2# 3# 38.2 38.3 41.8	符合



检验报告

报告编号: WT204005601

第 4 页, 共 4 页

检验项目	方法标准	标准要求	实测结果	单项结论
6. 环氧乙烷残留量 ($\mu\text{g/g}$) (YY/T 0969-2013)	GB/T14233.1-2008	≤ 10	未检出 (方法检出限: $5.0 \mu\text{g/g}$)	符合

附注:
样品图片:



以下空白